



< 基本情報 >

品 名：リカバロンパルス 9000
(リカバロンパルス Rp-9000)

販 売：株式会社レックカム（本社）

〒530-0012 大阪市北区芝田 2 丁目 2 番 13 号 日生ビル東館 7F

TEL：06-6373-2088 FAX：06-6373-2108

代表取締役：鎌田和春

製 造：アポロ電気株式会社（本社）

〒438-0004 静岡県磐田市勾坂中 1600-11 磐田さぎさか工業団地

TEL：0538-38-2228 FAX：0538-38-2898

申 請 者：株式会社レックカム

備 考：本機器「リカバロンパルス 9000」は、電源の仕様のみを変えた「リカバロンパルス Rp-9000」を中国など海外で販売。



上記商品を情報信頼性評価制度において認定する。

認定番号：1311185

2013 年 10 月 1 日 認定

特定非営利活動法人 日本医学交流協会医療団

[1] 商品概要

品 名：リカバロンパルス 9000 (リカバロンパルス Rp-9000)

種 別：管理医療機器 (家庭用電位治療器)

医療用具承認番号：21600BZZ00332000

- ・ 電源 AC100V 50－60Hz / AC220V 50Hz (中国仕様)
- ・ 消費電力 12W
- ・ 寸法 320×160×320mm
- ・ 重量 約 5.2kg (本機のみ)
- ・ 出力
 - 電床 (弱=1,400V_p、中=4,500V_p、強=9000V_p)
 - 局部導子 (弱=280V_p、中=840V_p、強=1400V_p)
- ・ タイマー
 - 電位治療器 (【低電位】30 分、1 時間、3 時間、5 時間、8 時間 /
 - 【高電位】20 分、30 分、40 分、50 分、1 時間)
 - 局部 (10 分、20 分、30 分)
- ・ 安全対策 異常発生時の自動停止機能付

[2] 用法

電床または局部導子を用いて治療を行う。

※ 取扱説明書の注意事項・禁忌事項を厳守の上で使用する事。

[3] 各種資料

本製品について確認している資料は次の通り。

- ・ 履歴事項全部証明書
- ・ 商品現品
- ・ 商品パンフレット
- ・ 企業パンフレット
- ・ 総合製品カタログ
- ・ 取扱説明書
- ・ 製品セールスマニュアル
- ・ 医療用具製造承認書
- ・ 電気用品安全法適合性検査成績書
- ・ 第二種 医療機器製造販売業許可証
- ・ マネジメントシステム審査登録証および付属書
- ・ 製造技術書類
- ・ 海外の販売代理店に関する資料
- ・ SFDA 登録に関する資料
- ・ PL 保険加入証明書
- ・ その他